





CATÁLOGO


Suturas Quirúrgicas TAGUM®





Soluciones médicas
innovadoras



Altos estándares
de calidad



Productos seguros
y eficaces



Suturas y especialidades quirúrgicas

*Calidad en
manos expertas*



Suturas y especialidades quirúrgicas

PROPÓSITO TAGUMÉDICA

Facilitar el trabajo del profesional de la salud, ofreciendo productos médicos especializados y creando relaciones de confianza, que contribuyan a mejorar la salud de las personas y con ello el desarrollo de la comunidad.

NUESTROS VALORES

Actitud Positiva.
Integridad.
Compromiso.
Respeto.
Desarrollo Profesional.



TAGUMEDICA



Somos una empresa especializada en el desarrollo, producción, comercialización y distribución de suturas quirúrgicas y material médico de alta calidad. Nuestros productos ofrecidos bajo la marca TAGUM, son respaldados por la experiencia de más de 50 años en la elaboración y la comercialización de material médico.

Es así como la experiencia, la constante investigación y desarrollo, la estrecha relación con nuestros usuarios y un estricto control de calidad, nos permiten ofrecer productos que satisfacen las necesidades de los cirujanos y que permite de esta forma consolidarnos como un importante aliado de los profesionales de la salud tanto localmente como en reconocidos países.

Estos altos estándares de calidad obtenidos, nos han conducido a alcanzar importantes certificaciones tales como ISO 9001, ISO 13485, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA), CE y muy pronto FDA.

Es necesario destacar que estos logros han sido posibles gracias a que contamos con un equipo profesional multidisciplinario altamente capacitado y especializado en la producción, promoción y comercialización de material médico.

De este modo, ponemos a su disposición nuestras líneas de productos y nuestro servicio profesional especializado, a fin de satisfacer todos sus requerimientos y necesidades de material médico.

*Calidad en
manos expertas*



ÍNDICE

INFORMACIÓN GENERAL

Información del rotulado
Las agujas
Nomenclatura de las agujas
Descripción del código comercial

SUTURAS QUIRÚRGICAS

Suturas Absorbibles

Catgut Simple
Catgut Crómico
Cinta de Catgut
Glicosorb Ácido Poliglicólico
Ácido Poliglactin
Poliglactin Plus
Monosorb Poliglecaprone
Polidioxanona

Suturas No Absorbibles

Seda Trenzada
Seda Virgen
Nylon Monofilamento
Poliéster
Cinta de Poliéster
Polipropileno
Acero Inoxidable
Lino Quirúrgico
Cinta Umbilical
Hilo de Marcapaso

Especialidades Quirúrgicas


Cirugía Cardiovascular
Cirugía Plástica
Oftalmología
Microcirugía
Traumatología



TAGUM

Suturas y especialidades quirúrgicas

INFORMACIÓN DE LA ETIQUETA



SUTURAS QUIRÚRGICAS

CODIFICACIÓN POR TIPO Y COLORES

ABSORBIBLES

- Catgut Simple
- Catgut Crómico
- Cinta de Catgut
- Glicosorb Ácido Poliglicólico
- Ácido Poliglactin
- Poliglactin Plus
- Monosorb Poliglecaprone
- Polidioxanona

NO ABSORBIBLES

- Seda Trenzada
- Seda Virgen
- Nylon Monofilamento
- Poliéster
- Cinta de poliéster
- Polipropileno
- Acero Inoxidable
- Lino Quirúrgico
- Cinta Umbilical
- Hilo de Marcapaso

NUESTRAS AGUJAS

ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Las agujas atraumáticas utilizadas en las suturas quirúrgicas Tagum[®], están elaboradas con tecnología de última generación que emplea acero inoxidable de la más alta calidad.

ACERO INOXIDABLE DE LA MÁS ALTA RESISTENCIA

Nuestras agujas son de acero AISI SERIE 300, altamente resistente a la corrosión, que presenta adecuada flexibilidad y maleabilidad, lo que permite un paso suave por los tejidos sin arrastre tisular.

RIGUROSOS CONTROLES DE CALIDAD

Nuestras agujas son sometidas a rigurosos controles de calidad que aseguran una alta performance, flexibilidad y una resistencia a la tracción por encima del estándar internacional. Nuestros proveedores cuentan con certificaciones de calidad ISO y CE.





BENEFICIOS DE NUESTRAS AGUJAS

■ **Rigidez**

Tienen la rigidez suficiente para no doblarse durante el acto quirúrgico.

■ **Flexibilidad**

Además de contar con la dureza y resistencia necesaria presentan una ductilidad óptima.

■ **Filo**

Cuentan con un filo adecuado según la especialidad quirúrgica en la que se empleará la sutura, permitiendo una máxima capacidad de penetración inicial y repetida.

■ **Cubierta de silicona**

Esta cubierta ofrece una penetración segura y un paso suave con mínimo trauma a través de los tejidos.

■ **Resistente a la corrosión**

Son fabricadas con las mejores y más avanzadas aleaciones de acero inoxidable.

■ **Tamaño y grosor**

La aguja cuenta con un tamaño y grosor adecuado para el tipo de calibre requerido, de acuerdo a la especialidad.

DISEÑO

Especialmente diseñadas para cubrir todas las especialidades quirúrgicas: oftalmología, cirugía cardiovascular, cirugía plástica, microcirugía, entre otras.

Este diseño exclusivo de nuestras agujas para cada especialidad permite que, durante su manipulación en el acto quirúrgico, ésta se mantenga segura y firme en el instrumental utilizado por el médico (portaagujas).

COMPROMISO

Tagumédica está comprometida con el uso de la tecnología más avanzada para el desarrollo de las mejores agujas para la elaboración de las mejores suturas quirúrgicas.

NOMENCLATURA DE NUESTRAS AGUJAS

A fin de identificar nuestros diferentes tipos de agujas quirúrgicas, utilizamos las siguientes características:

FORMA: Definida por el ángulo de curvatura de la aguja.

PUNTA: Definida por el tipo de punta de la agujas, ésta puede ser: Redonda, Roma, Redonda Micropunta, Cortante, Espatulada, Redonda punta cortante.

LARGO: Longitud en milímetros entre la punta y la cabeza de la aguja.

FORMA AGUJA	PUNTA AGUJA	LARGO AGUJA
H = 1/2 circ. 	R = redonda 	4 - 75 mm
V = 1/4 circ. 	S = cortante 	
D = 3/8 circ. 	RS = redonda micropunta 	
J = 1/2 circ. forma de J 	LZ = espatulada 	
F = 5/8 circ. 	RR = punta roma 	
G = recta 	RT = redonda punta cortante 	
1/2 Curva 		

EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO COMERCIAL

INTERPRETACIÓN

Los productos se codifican colocando dígitos y/o letras extraídos de las tablas adjuntas de ESTRUCTURA DE CÓDIGOS COMERCIALES en el orden descrito a continuación:

TABLAS DE ESTRUCTURA DE CÓDIGOS COMERCIALES

Código 1° y 2°	Producto y color
Código 3° y 4°	Calibre de la hebra
Código 5° y 6°	Tipo de aguja
Código 7°	Cantidad de agujas
Código 8° ó 8° y 9°	Longitud en centímetros
Código 10°	Premium

EJEMPLO DE CÓDIGO COMERCIAL

GP1416.J*


GP 1° 2°	14 3° 4°	16 5° 6°	● 7°	J 8°	* 10°
Producto: Ácido Poliglactin Violeta	Calibre de la hebra: 1	Tipo de aguja: ½ círculo redonda 30 mm	Cantidad de agujas: 1 Aguja	Longitud en cm: 70 cm	Premium

EJEMPLO DE CÓDIGO SUTURA MULTIEMPAQUE

SN1001'17*

SN 1° 2°	10 3° 4°	01 5° 6°	7°	17 8°	* 10°
Producto: Seda Negra Trenzada	Calibre de la hebra: 3/0	Tipo de aguja: Sin aguja	Cantidad de agujas: Sin aguja	Longitud en cm: 8 x 50 cm	Premium

SUTURAS ABSORBIBLES



TAGUM

Suturas y especialidades quirúrgicas

CATGUT SIMPLE



Suturas y especialidades quirúrgicas

CATGUT SIMPLE

Obtenido por la torsión de filamentos de colágeno puro de serosa bovina. La sutura de Catgut Simple se presenta en sobre tipo blíster en una solución preservante que contribuye a minimizar el arrastre tisular y a mejorar el anudado.



TIPO DE ABSORCIÓN

Por degradación enzimática

ESTRUCTURA

Virtualmente Monofilamento

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

COLOR

Blanco a crema

CALIBRES

9/0 a 4

INDICACIONES DE USO

El Catgut Simple es utilizado en todo procedimiento quirúrgico que se recomiende suturas absorbibles, excepto en tejidos neurológicos y cardiovasculares.

PRESENTACIÓN

- En diferentes longitudes de hilos y número de hebras.
- Con o sin aguja de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

REDONDA / AHUSADA

AGUJA	MATERIAL	LONGITUD	CALIBRE							
			5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2	
HR 15 ½ circ. 15 mm	Catgut Simple	70 cm								
HR 20 ½ circ. 20 mm	Catgut Simple	70 cm	S0814.J*	S0914.J*						
HR 25 ½ circ. 25 mm	Catgut Simple	70 cm		S0915.J*	S1015.J*	S1115.J*	S1315.J*	S1415.J*		
HR 35 ½ circ. 35 mm	Catgut Simple	70 cm			S1017.J*	S1117.J*	S1317.J*	S1417.J*		
HR 40 ½ circ. 40 mm	Catgut Simple	70 cm				S1118.J*	S1318.J*	S1418.J*	S1518.J*	
HR 50 ½ circ. 50 mm	Catgut Simple	90 cm					S1346.L*	S1446.L*		

SUTURAS SIN AGUJAS

MATERIAL	LONGITUD	CALIBRE					
		4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2
Catgut Simple	150 cm	S0901'P*	S1001'P*	S1101'P*	S1301'P*	S1401'P*	S1501'P*

CATGUT CRÓMICO



Suturas y especialidades quirúrgicas

CATGUT CRÓMICO

Obtenido por la torsión de filamentos de colágeno purificado de serosa bovina, previamente tratados con sales de cromo. Este tratamiento proporciona al hilo un color castaño a marrón característico y mantiene la resistencia tensil del mismo in vivo al incrementarse el período de absorción. El Catgut Crómico se presenta en sobre tipo blister en una solución preservante que contribuye a minimizar el arrastre tisular y a mejorar el anudado.



TIPO DE ABSORCIÓN

Por degradación enzimática

ESTRUCTURA

Virtualmente Monofilamento

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

COLOR

Castaño a marrón

CALIBRES

9/0 a 4

INDICACIONES DE USO

Utilizado en todo procedimiento quirúrgico que se recomiende suturas absorbibles, excepto en tejidos neurológicos y cardiovasculares.

Esta sutura está contraindicada en pacientes con sensibilidades o alergias al colágeno o al cromo.

PRESENTACIÓN

- En diferentes longitudes de hilos y número de hebras.
- Con o sin aguja(s) de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

REDONDA / AHUSADA

AGUJA	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE								
			5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2		
HR 15 ½ circ. 15 mm		Catgut Crómico	70 cm	C0812J*							
HR 20 ½ circ. 20 mm		Catgut Crómico	70 cm		C0914J*						
HR 25 ½ circ. 25 mm		Catgut Crómico	70 cm		C0915J*	C1015J*	C1115J*	C1315J*	C1415J*		
HR 35 ½ circ. 35 mm		Catgut Crómico	70 cm				C1117J*	C1317J*	C1417J*	C1517J*	
HR 40 ½ circ. 40 mm		Catgut Crómico	70 cm					C1318J*			
			90 cm							C1418L*	C1518L*
HR 50 ½ circ. 50 mm		Catgut Crómico	90 cm							C1446L*	C1546L*

SUTURAS SIN AGUJAS

COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE					
		3 - 0	2 - 0	0	1	2	3
Catgut Crómico	150 cm	C1001P*	C1101P*	C1301P*	C1401P*	C1501P*	C1601P*

CINTA DE CATGUT



Suturas y especialidades quirúrgicas

CINTA DE CATGUT

Es una sutura quirúrgica absorbible biológica, preparada de colágeno derivado del tejido conjuntivo purificado de res o de bovino.

Tratada con sales de cromo para prolongar su tiempo de absorción, proporcionando un soporte más duradero para la cicatrización de la herida. La sutura es conservada en una solución preservante.



TIPO DE ABSORCIÓN

Por degradación enzimática

ESTRUCTURA

Cinta

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

COLOR

Castaño a marrón oscuro

ANCHO

4 mm

INDICACIONES DE USO

Utilizada en la aproximación del tejido hepático. Uso parenquimal. Esta sutura está contraindicada en pacientes con sensibilidades o alergias al colágeno o al cromo.


PRESENTACIÓN

- Disponible en cinta de 4 mm de ancho y diversas longitudes.
- Con aguja de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

CINTA DE CATGUT

PUNTA ROMA



AGUJA	MATERIAL	LONGITUD	ANCHO DE CINTA	CÓDIGO COMERCIAL
<p>HRR65P ½ circ. 65 mm</p> 	Cinta de Catgut	60 cm	4 mm	RC2151.I*

GLICOSORB[®]

ÁCIDO POLIGLICÓLICO



Suturas y especialidades quirúrgicas

GLICOSORB® ÁCIDO POLIGLICÓLICO

El ácido poliglicólico es un polímero del ácido glicólico. Es una sutura sintética trenzada a precisión de finos hilos del mismo calibre, que garantizan una alta resistencia, buena aceptación en los tejidos, gran fijación en el anudado, así como una excelente suavidad. Recubierto por policaprolactona y estearato de calcio.



TIPO DE ABSORCIÓN

Por acción hidrolítica

ESTRUCTURA

Trenzada

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

COLOR

Violeta e incoloro

CALIBRES

12/0 a 5

APLICACIÓN

Indicado en todo procedimiento que se recomiende suturas absorbibles, excepto en tejidos neurológicos y cardiovasculares.

PRESENTACIÓN

- En diversos calibres y longitudes, con o sin agujas de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

GLICOSORB® ÁCIDO POLIGLICÓLICO

REDONDA / AHUSADA

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE								
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
HR 15 1/2 circ. 15 mm 	Violeta	70 cm	GS0712.J*	GS0812.J*	GS0912.J*	GS1012.*J	GS1112.J*				
HR 20 1/2 circ. 20 mm 	Violeta	70 cm		GS0814.J*	GS0914.J*	GS1014.J*					
HR 25 1/2 circ. 25 mm 	Violeta	70 cm		GS0815.J*	GS0915.J*	GS1015.J*	GS1115.J*	GS1315.J*	GS1415.J*		
		90 cm				GS1015.L*					
FR 26 5/8 circ. 26 mm 	Violeta	70 cm						GS1192.J*			
HR 30 1/2 circ. 30 mm 	Violeta	70 cm						GS1116.J*			
HR 35 1/2 circ. 35 mm 	Violeta	70 cm				GS1017.J*	GS1117.J*	GS1317.J*	GS1417.J*		
		90 cm						GS1317.L*	GS1417.L*		
HR 40 1/2 circ. 40 mm 	Violeta	70 cm					GS1118.J*	GS1318.J*	GS1418.J*	GS1518.J*	
		90 cm						GS1318.L*	GS1418.L*		
HR 50 1/2 circ. 50 mm 	Violeta	90 cm								GS1446.L*	

GLICOSORB ÁCIDO POLIGLICÓLICO

REVERSO CORTANTE ▼

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE								
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
DS 10 3/8 circ. 10 mm 	Violeta	70 cm									
	Incoloro		GN0721.J*								
DS 13 3/8 circ. 13 mm 	Incoloro	45 cm			GN0922.J*						
DS 15 3/8 circ. 15 mm 	Violeta	70 cm			GS0923.J*						
	Incoloro		GN0823.J*								
DS 20 3/8 circ. 20 mm 	Violeta	70 cm	GS0724.J*	GS0824.J*	GS0924.J*	GS1024.J*					
	Incoloro		GN0824.J*	GN0924.J*	GN1024.J*						
DS 25 3/8 circ. 25 mm 	Violeta	70 cm				GS1025.J*					
	Incoloro	70 cm				GN1025.J*					
DS 30 3/8 circ. 30 mm 	Violeta	70 cm				GS1026.J*	GS1126.J*				
DS 35 1/2 circ. 35 mm 	Violeta	70 cm						GS1327.5*	GS1427.5*		
DS 40 3/8 circ. 40 mm 	Violeta	70 cm									GS1590.J*

GLICOSORB ÁCIDO POLIGLICÓLICO

SUTURAS SIN AGUJAS

COLOR	LONGITUD	CALIBRE			
		2/0	0	1	2
Violeta	150 cm	GS1101'P*	GS1301'P*	GS1401'P*	GS1501'P*

REVERSO CORTANTE RECTA

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE									
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2		
GS60 recta 60 mm 	Violeta	70 cm				GS1019J*						

ESPATULADA

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE				
			10-0	8-0	7-0	6-0	5-0
VLZ-8 (2 Agujas) 1/4 circ. 8 mm 	Violeta	70 cm				GS0764ZG*	GS0864ZG*
DLZ-6 (2 Agujas) 3/8 circ. 6,2 mm 	Violeta	70 cm		GS0536ZG*			
DLZ-6,4 (2 Agujas) 3/8 circ. 6,4 mm 	Violeta	20 cm	GS0353ZD*				
		45 cm		GS0553ZG*			
DLZ-7 (2 Agujas) 3/8 circ. 7 mm 	Violeta	45 cm			GS0663ZG*		

ÁCIDO POLIGLACTIN



Suturas y especialidades quirúrgicas

ÁCIDO POLIGLACTIN

El ácido poliglactin es una sutura quirúrgica absorbible sintética y trenzada, compuesta de un copolímero 90% de glicolida y 10% L-lactida. Presenta una cubierta de poliglactina y estearato de calcio.



TIPO DE ABSORCIÓN

Por acción hidrolítica

ESTRUCTURA

Multifilamento trenzado

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

COLOR

Violeta e incoloro

CALIBRES

12/0 a 10

INDICACIONES DE USO

Indicado en todo tipo de aproximación de tejidos blandos incluyendo la cirugía oftálmica, pero no en cirugía cardiovascular, microcirugía o tejido nervioso. Esta sutura puede utilizarse también como una ligadura.

PRESENTACIÓN

- En diversos calibres y longitudes, con o sin aguja de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

REDONDA / AHUSADA



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE								
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
HR 15 1/2 circ. 15 mm	Violeta	70 cm	GP0712.J*	GP0812.J*	GP0912.J*	GP1012.J*					
HR 20 1/2 circ. 20 mm	Violeta	70 cm		GP0814.J*	GP0914.J*	GP1014.J*	GP1114.J*				
HR 25 1/2 circ. 25 mm	Violeta	70 cm		GP0815.J*	GP0915.J*	GP1015.J*	GP1115.J*	GP1315.J*	GP1415.J*		
HR 30 1/2 circ. 30 mm	Violeta	70 cm			GP0916.J*	GP1016.J*	GP1116.J*	GP1316.J*	GP1416.J*		
HR 35 1/2 circ. 35 mm	Violeta	70 cm				GP1017.J*	GP1117.J*	GP1317.J*	GP1417.J*	GP1517.J*	
HR 40 1/2 circ. 40 mm	Violeta	70 cm						GP1318.J*	GP1418.J*	GP1518.J*	
HR 50 1/2 circ. 50 mm	Violeta	90 cm								GP1446.L*	

REVERSO CORTANTE



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE								
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
DS 15 3/8 circ. 15 mm	Violeta	45 cm			GP0923.G*						
		70 cm									
DS 20 3/8 circ. 20 mm	Violeta	45 cm				GP1024.G*					
		70 cm		GP0824.J*	GP0924.J*	GP1024.J*					
	Incoloro	70 cm		GI0824.J*	GI0924.J*	GI1024.J*					
DS 25 3/8 circ. 25 mm	Violeta	70 cm		GP0825.J*	GP0925.J*	GP1025.J*					
	Incoloro	70 cm									
DS 30 3/8 circ. 30 mm	Violeta	70 cm					GP1126.J*				
HS 35 1/2 circ. 35 mm	Violeta	70 cm							GP1409.J*		

ESPATULADA



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE				
			10-0	8-0	7-0	6-0	5-0
VLZ-8 (2 Ag) 1/4 circ. 8 mm	Violeta	70 cm				GP0764ZJ*	GP0864ZJ*
DLZ-6,4 (2 Ag) 3/8 circ. 6,4 mm	Violeta	45 cm			GP067VZG*		

POLIGLACTIN PLUS



Suturas y especialidades quirúrgicas

POLIGLACTIN PLUS

Es una sutura sintética absorbible antibacteriana, compuesta de 90% glicolide, 10% l-lactide y recubierta de poliglactina 370, esterato de calcio y acetato de clorhexidina.



TIPO DE ABSORCIÓN

Por acción hidrolítica

ESTRUCTURA

Multifilamento Trenzado

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

COLOR

Violeta e incoloro

CALIBRES

12/0 a 5

INDICACIONES DE USO

Indicada en todo tipo de aproximación y ligadura de tejidos blandos, excepto en cirugía oftálmica, cardiovascular y neurológica. Puede ser aplicado a tejido expuesto a contaminación.

PRESENTACIÓN

- Empaque termoformado que garantiza mayor protección a la sutura.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

REDONDA / AHUSADA

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE						
			5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	
HR 15 1/2 circ. 15 mm	Violeta	70 cm		GL0812.J*	GL0912.J*				
HR 20 1/2 circ. 20 mm	Violeta	70 cm		GL0814.J*	GL0914.J*	GL1014.J*		GL1314.J*	
HR 25 1/2 circ. 25 mm	Violeta	70 cm			GL0915.J*	GL1015.J*	GL1115.J*	GL1315.J*	
		75 cm					GL1115.K*		
HR 30 1/2 circ. 30 mm	Violeta	70 cm			GL0916.J*	GL1016.J*	GL1116.J*	GL1316.J*	GL1416.J*
HR 35 1/2 circ. 35 mm	Violeta	70 cm				GL1017.J*	GL1117.J*	GL1317.J*	GL1417.J*
		100 cm							GL1417.M*
HR 40 1/2 circ. 40 mm	Violeta	70 cm						GL1318.J*	GL1418.J*
HR 50 1/2 circ. 50 mm	Violeta	90 cm						GL1346.L*	GL1446.L*

REVERSO CORTANTE

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE						
			5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	
HS 35 1/2 circ. 35 mm	Violeta	70 cm							GL1409.J*

MONOSORB[®] POLIGLECAPRONE



Suturas y especialidades quirúrgicas

MONOSORB® POLIGLECAPRONE

El poliglecaprone es un copolímero de poli(glicolido-co-caprolactona). Esta es una sutura monofilamento absorbible, la cual se presenta en color violeta coloreada con colorantes inocuos.



TIPO DE ABSORCIÓN

Por acción hidrolítica

ESTRUCTURA

Monofilamento

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

COLOR

Violeta e incoloro

CALIBRES

12/0 a 5

INDICACIONES DE USO

Indicado en todo procedimiento de aproximación y/o ligadura de tejidos blandos. Pero no en tejidos cardiovasculares, microcirugía o cirugía oftálmica.

PRESENTACIÓN

- En diversos calibres y longitudes con aguja de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

REDONDA / AHUSADA

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE			
			3 - 0	2 - 0	0	1
HR 15 ½ circ. 15 mm 	Violeta	70 cm	PG1012.J*			
HR 25 ½ circ. 25 mm 	Violeta	70 cm	PG1015.J*	PG1115.J*		
HR 35 ½ circ. 35 mm 	Violeta	70 cm		PG1117.J*	PG1317.J*	
HR 40 ½ circ. 40 mm 	Violeta	70 cm			PG1318.J*	PG1418.J*
		90 cm				PG1418.L*
HR 50 ½ circ. 50 mm 	Violeta	90 cm				PG1446.L*

REVERSO CORTANTE

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE		
			5 - 0	4 - 0	3 - 0
DS 20 3/8 circ. 20 mm 	Violeta	40 cm		PG0924.J*	PG1024.J*
	Incoloro	45 cm	PI0824.G*	PI0924.G*	PI1024.G*
		70 cm		PI0924.J*	PI1024.J*
DS 25 3/8 circ. 25 mm 	Violeta	70 cm			PG1025.J*
	Incoloro	70 cm			PI1025.J*

REVERSO CORTANTE RECTA

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE		
			4 - 0	3 - 0	2 - 0
GS60 recta 60 mm 	Incoloro	70 cm		PI1019.J*	

POLIDIOXANONA



Suturas y especialidades quirúrgicas

POLIDIOXANONA

La polidioxanona es una sutura sintética absorbible compuesta de un copolímero de poli(p-dioxanona), la cual puede presentarse incolora y violeta, coloreada con colorantes inocuos. Es apirógena y altamente flexible.



TIPO DE ABSORCIÓN

Por acción hidrolítica

ESTRUCTURA

Monofilamento

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

COLOR

Violeta e incoloro

CALIBRES

12/0 a 5

INDICACIONES DE USO

Indicado en todo procedimiento de aproximación de tejidos.

PRESENTACIÓN

- En diversos calibres y longitudes con aguja de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

REDONDA / AHUSADA



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE					
			5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1
HR 15 1/2 circ. 15 mm	Violeta	70 cm	PD0812.J*	PD0912.J*				
HR 25 1/2 circ. 25 mm	Violeta	70 cm		PD0915.J*	PD1015.J*	PD1115.J*		
HR 35 1/2 circ. 35 mm	Violeta	70 cm					PD1317.J*	PD1417.J*
HR 40 1/2 circ. 40 mm	Violeta	70 cm						PD1418.J*

REVERSO CORTANTE



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE					
			5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1
DS 15 3/8 circ. 15 mm	Violeta	70 cm	PD0723.J*	PD0823.J*	PD0923.J*			
	Incoloro	70 cm						
DS 20 3/8 circ. 20 mm	Violeta	70 cm		PD0824.J*				
	Incoloro	45 cm		PN0824.G*	PN0924.G*			
DS 25 3/8 circ. 25 mm	Violeta	70 cm					PD1125.J*	
	Incoloro	70 cm				PN1025.J*		
DS 30 3/8 circ. 30 mm	Violeta	70 cm			PD0926.J*			

LOOP



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE	
			0	1
HR 65 1/2 circ. 65 mm	Violeta	120 cm		PD14ZI.38*

SUTURAS NO ABSORBIBLES



TAGUM

Suturas y especialidades quirúrgicas

SEDA TRENZADA



Suturas y especialidades quirúrgicas

SEDA TRENZADA

La materia prima para la fabricación de seda es el hilado de la especie domesticada del gusano de seda *Bombix mori* de la familia *Bombycidae*. La seda es impregnada con una solución de silicona fisiológicamente inofensiva, resultando un hilo no capilar, repelente al agua y con una superficie lisa que facilita el manejo y el anudado. El hilo se encuentra disponible sin colorear o coloreado de negro con colorantes inocuos.



TIPO DE ABSORCIÓN

No Absorbible

ESTRUCTURA

Trenzada recubierta

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

COLOR

Negro o blanco

CALIBRES

12/0 a 10

INDICACIONES DE USO

Ideal para unir o ligar tejidos, en todo procedimiento quirúrgico que se requieran suturas no absorbibles. Incluyendo procedimientos cardiovasculares, neurológicos y oftálmicos.

PRESENTACIÓN

- Combinaciones de hilo con y sin aguja.
- Multiempaque en longitudes y número de hebras predeterminadas.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

REDONDA / AHUSADA



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE									
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2		
DRS12 (2 Agujas) 3/8 circ. redonda micro punta 13 mm 	Negra	45 cm	SN0738ZG*									
HR 15 1/2 circ. 15 mm 	Negra	75 cm		SN0812.K*	SN0912.K*	SN1012.K*						
HR 17 1/2 circ. 17 mm 	Negra	75 cm				SN1013.K*						
HR 25 1/2 circ. 25 mm 	Negra	75 cm			SN0915.K*	SN1015.K*	SN1115.K*	SN1315.K*				
HR 35 1/2 circ. 35 mm 	Negra	75 cm				SN1017.K*	SN1117.*K		SN1417.K*	SN1517.K*		

ESPATULADA



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE	
			8-0	7-0
DLZ 6 (2 Agujas) 3/8 circ. 6,2 mm 	Azul	45 cm	SN0536ZG*	
DLZ 7 (2 Agujas) 3/8 circ. 7 mm 	Negro	45 cm		SN0663ZG*

REVERSO CORTANTE ▼

AGUJA	MATERIAL	LONGITUD	CALIBRE				
			6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	5
DS 10 3/8 circ. 10 mm	Negra	45 cm	SN0721.G*				
DS 13 3/8 circ. 13 mm		45 cm		SN0822.G*	SN0922.G*		
DS 15 3/8 circ. 15 mm	Negra	45 cm	SN0723.G*				
		75 cm	SN0723.K*				
DS 20 3/8 circ. 20 mm	Negra	75 cm			SN0924.K*		
DS 25 3/8 circ. 25 mm	Negra	75 cm				SN1025.G*	
DS 75 (2 Agujas) 3/8 circ. 75 mm	Negra	75 cm					SN1895ZK*
HS 15 1/2 circ. 15 mm	Negra	45 cm			SN0905.G*		
		75 cm				SN1005.K*	
HS 20 1/2 circ. 20 mm	Negra	75 cm				SN1006.K*	

SUTURAS SIN AGUJAS

COLOR	LONGITUD	CALIBRE								
		6	5	4	2	1	0	2-0	3-0	4-0
Negra	8 X 50 cm				SN1501'17*	SN1401'17*	SN1301'17*	SN1101'17*	SN1001'17*	SN0901'17*
Negra	10 X 75 cm						SN1301'21*	SN1101'21*	SN1001'21*	SN0901'21*
Negra	180 cm		SN1801'T5*	SN1701'T5*	SN1501'T5*					
Blanca	180 cm	SB1901'T5*								

SEDA VIRGEN



Suturas y especialidades quirúrgicas

SEDA VIRGEN

La seda virgen es una sutura natural no absorbible, compuesta de una proteína orgánica llamada fibroína proveniente de la especie domesticada del gusano de seda Bombyx mori de la familia Bombycidae.



TIPO DE ABSORCIÓN

No Absorbible

ESTRUCTURA

Retorcido

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

COLOR

Negro o azul

CALIBRES

12/0 a 10

INDICACIONES DE USO

Ideal para Microcirugía y cirugía oftálmica.

PRESENTACIÓN

- Combinación de hilo con aguja de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

ESPATULADA



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE	
			8 - 0	7 - 0
DLZ 6 (2 Agujas) 3/8 circ. 6,2 mm	Azul	45 cm	VA0536ZG*	
DLZ 7 (2 Agujas) 3/8 circ. 7 mm	Negro	45 cm		VN0663ZG*

NYLON



Suturas y especialidades quirúrgicas

NYLON

Hilo sintético monofilamento obtenido de la extrusión de pellets de poliamida. Es inerte, no capilar y de superficie lisa. Debido a su resistencia aún con diámetros muy delgados, el hilo de nylon sirve especialmente para suturas muy finas en la microcirugía y oftalmología. El hilo es pigmentado de negro o azul con colorantes inocuos o sin colorear. También contamos con Nylon Negro Trenzada.



TIPO DE ABSORCIÓN

No Absorbible

ESTRUCTURA

Monofilamento

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

COLOR

Negro, azul o incoloro

CALIBRES

12/0 a 5

INDICACIONES DE USO

Ideal para microcirugía y cirugía oftálmica.

PRESENTACIÓN

- Combinación de hilo con o sin aguja de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

REDONDA / AHUSADA



AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE		
			10 - 0	9 - 0	8 - 0
DRS 4 3/8 circ. 4 mm	Negro Monofilamento	15 cm	NN0356.C*		
DRS 4 (2 Agujas) 3/8 circ. 4 mm	Negro Monofilamento	30 cm	NN0381ZF*		
DRS 5 3/8 circ. 5mm.	Negro Monofilamento	15 cm		NN0482.C*	
DRS 6,5 3/8 circ. 6,5mm.	Negro Monofilamento	15 cm			NN0583.C*

REVERSO CORTANTE



AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE					
			6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	
DS 10 3/8 circ. 10 mm	Negro Monofilamento	45 cm	NN0721.G*					
DS 13 3/8 circ. 13 mm	Negro Monofilamento	45 cm	NN0722.G*	NN0822.G*				
DS 15 3/8 circ. 15 mm	Negro Monofilamento	45 cm	NN0723.G*	NN0823.G*				
		75 cm			NN0923.K*			
DS 20 3/8 circ. 20 mm	Negro Monofilamento	45 cm		NN0824.G*	NN0924.G*	NN1024.G*		
		75 cm		NN0824.K*	NN0924.K*	NN1024.K*		
DS 25 3/8 circ. 25 mm	Negro Monofilamento	45 cm			NN0925.G*	NN1025.G*	NN1125.G*	
		75 cm			NN0925.K*	NN1025.K*		
DS 30 3/8 circ. 30 mm	Negro Monofilamento	45 cm				NN1026.G*	NN1126.G*	
		75 cm				NN1026.K*	NN1126.K*	

REVERSO CORTANTE RECTA

AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE		
			4 - 0	3 - 0	2 - 0
GS 60 recta 60 mm 	Negro Monofilamento	75 cm	NN0919.K*	NN1019.K*	NN1119.K*
		90 cm		NN1019.L*	

ESPATULADA



AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE			
			8 - 0	7 - 0	6 - 0	5 - 0
DLZ 6 (2 Agujas) 3/8 circ. 6,2 mm 	Negro Monofilamento	30 cm	NN0354ZF*		NN0736ZF*	
		40 cm	NN0354Z34*			
DLZ 6 (2 Agujas) 3/8 circ. 6,4 mm 	Negro Monofilamento	30 cm	NN0653ZF*	NN0653ZF*		
DLZ 8 (2 Agujas) 1/4 circ. 8 mm 	Negro Monofilamento	45 cm				NN0864ZF*

POLIÉSTER



Suturas y especialidades quirúrgicas

POLIÉSTER

El poliéster es un material sintético trenzado recubierto, lo cual permite un paso muy suave por los tejidos. De característica no trombogénica, no capilar y de excelente seguridad en el anudado. El poliéster es inerte y resistente a la flexión y tracción. Su composición está basada en poliéster de etileno de tereftalato recubierto con teflón o silicona.



TIPO DE ABSORCIÓN

No Absorbible

ESTRUCTURA

Trenzada

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

COLOR

Verde y/o blanco

CALIBRES

12/0 a 10

INDICACIONES DE USO

Generalmente utilizado en: cirugía general, oftalmología, cirugía cardiovascular, cirugía plástica y neurología.

PRESENTACIÓN

- En diferentes longitudes y número de hebras, con/sin aguja de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

REDONDA / AHUSADA



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE				
			4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1
HR 15 (2 Agujas) 1/2 circ. 15 mm 	Verde	75 cm	PE0912ZK*	PE1012ZK*			
HR 17 (2 Agujas) 1/2 circ. 17 mm 	Verde y Blanco	4 x 75 cm 4 x 75 cm			PM1113ZU6* (**)		
HR 20 1/2 circ. 20 mm 	Verde	75 cm			PE1114ZK*		
		90 cm			PT1114ZK* (*)		
HR 25 1/2 circ. 25 mm 	Verde y Blanco	8 x 75 cm 7 x 75 cm			KP1114X36* (*)		
		Verde	75 cm		PE1015ZK*	PE1115ZK*	
HR 30 1/2 circ. 30 mm 	Verde	5 x 90 cm 5 x 90 cm			PT1115ZL* (*)		
		Verde	75 cm				
HR 35 1/2 circ. 35 mm 	Verde	75 cm				PE1317.K*	PE1417.K*

(*) Pledget de 6 mm x 3 mm



(**) Pledget de 3 mm x 3 mm



ESPÁTULADA




AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE	
			5 - 0	
VLZ 8 (2 Agujas) 1/4 circ. 8,5 mm	Verde	45 cm	PE0864ZG*	



REVERSO CORTANTE



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE	
			2	5
DS 75 (2 Agujas) 3/8 circ. 75 mm	Verde	75 cm	PE1595ZK*	PE1895ZK*



SUTURA SIN AGUJAS

COLOR	LONGITUD	CALIBRE
		2
Verde	10 X 75 cm	PM1501'21*

CINTA DE POLIÉSTER



Suturas y especialidades quirúrgicas

CINTA DE POLIÉSTER

Es una sutura quirúrgica no absorbible, compuesta de poli (Tereftalato de etileno). Las fibras se producen en forma de monofilamento unidas por un proceso de trenzado.



TIPO DE ABSORCIÓN

No Absorbible

ESTRUCTURA

Cinta

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

COLOR

Blanco

CALIBRES

4 mm

INDICACIONES DE USO


Indicada para el cerclaje del cuello uterino en mujeres gestantes y para la separación de tejidos sin riesgo de provocar daño tisular.

PRESENTACIÓN

- Disponible en cintas de 50 cm de largo con aguja o doble aguja de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.
- Multiempaque en longitudes predefinidas.

ROMA



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE
			5-0
<p>HRR65P (2 Agujas) 1/2 circ. 65 mm</p> 	Verde	4 mm 50 cm	RE2151ZH*

POLIPROPILENO



Suturas y especialidades quirúrgicas

POLIPROPILENO

El polipropileno es obtenido mediante la extrusión del polímero de polipropileno. El hilo es no capilar, resistente a la tracción y químicamente inerte. Debido a su característica no trombogénica es apropiado para la cirugía cardiaca y vascular periférica. Asimismo, se utiliza de preferencia en zonas infectadas o inflamadas. El hilo es pigmentado de azul con colorantes inocuos.



TIPO DE ABSORCIÓN

No Absorbible

ESTRUCTURA

Monofilamento

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

COLOR

Azul

CALIBRES

12/0 a 10.

INDICACIONES DE USO

Utilizado para unir o ligar tejidos, en todo procedimiento quirúrgico que se requieran suturas no absorbibles.

PRESENTACIÓN

- Disponible en diferentes longitudes y número de hebras, con aguja de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

El nuevo empaque largo y el material de la hebra del polipropileno hacen que la memoria de la hebra se reduzca lo más posible, logrando que sea casi nula.

REDONDA / AHUSADA



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE											
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1			
DRS 6,5 (2 Agujas) 3/8 circ. 6,5 mm	Azul	60 cm	PP0583ZI*											
DRS 9,3 (2 Agujas) 3/8 circ. 9,3 mm	Azul	60 cm		PP0685ZI*	PP0785ZI*	PP0885ZI*								
DRS 10 3/8 circ. 10 mm	Azul	75 cm		PP0637ZI*										
DRS 13 (2 Agujas) 3/8 circ. 13 mm	Azul	75 cm			PP0782ZK*						PP1115ZK*			
		90 cm				PP0882ZL*		PP1082ZL*						
HR 10 (2 Agujas) 3/8 circ. 10 mm	Azul	75 cm					PP0811ZK*							
HR 15 (2 Agujas) 1/2 circ. 15 mm	Azul	75 cm					PP0812ZK*	PP0912ZK*	PP1012ZK*					
HR 17 (2 Agujas) 1/2 circ. 17 mm	Azul	75 cm					PP0813ZK*							
HR 20 (2 Agujas) 1/2 circ. 20 mm	Azul	75 cm						PP0914ZK*	PP1014ZK*					
HR 25 1/2 circ. 25 mm	Azul	75 cm								PP1015.K*	PP1115.K*	PP1315.K*		
HR 25 (2 Agujas) 1/2 circ. 25 mm	Azul	75 cm						PP0915ZK*			PP1115ZK*			
		90 cm								PP1015ZL*				
HR 35 1/2 circ. 35 mm	Azul	75 cm						PP0915ZK*			PP1117.K*	PP1317.K*	PP1417.K*	
HR 35 (2 Agujas) 1/2 circ. 35 mm	Azul	90 cm								PP1017ZL*				
HR 40 1/2 circ. 40 mm	Azul	75 cm											PP1318.K*	PP1418.K*
HR 65 1/2 circ. 65 mm	Azul	150 cm												PP1489.P*

REVERSO CORTANTE ▼

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE		
			6 - 0	5 - 0	4 - 0
DS 10 3/8 circ. 10 mm	Azul	75 cm	PP0721.K*		
DS 13 3/8 circ. 13 mM			PP0722.G*	PP0822.G*	
DS 15 3/8 circ. 15 mm	Azul	75 cm	PP0723.K*		PP0923.K*
DS 20 3/8 circ. 20 mm			45 cm		PP0824.G*
		75 cm		PP0824.K*	PP0924.K*
DS 25 3/8 circ. 25 mm	Azul	75 cm			PP0925.K*

REVERSO CORTANTE-P ▼

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE			
			6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0
DSP 10 3/8 circ. 10 mm	Azul	45 cm	PP0747.G*			
DSP 15 3/8 circ. 15 mm				PP0848.K*	PP0948.K*	PP1048.K*
DSP 20 3/8 circ. 20 mm	Azul	45 cm		PP0849.G*	PP0949.G*	
		75 cm			PP0949.K*	PP1049.K*
DSP 25 3/8 circ. 25 mm	Azul	75 cm				PP1050.K*

REVERSO CORTANTE RECTA



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE
			3 - 0
GS 60 recta 60 mm 	Azul	75 cm	PP1019.K*

ESPÁTULADA



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE
			10 - 0
VLZ 16 (2 Agujas) 1/4 circ. 16 mm 	Azul	30 cm	PP0388ZF*

ACERO INOXIDABLE



Suturas y especialidades quirúrgicas

ACERO INOXIDABLE

Es un producto fabricado de una aleación de acero quirúrgico. De una fortaleza extraordinaria, es inerte, maleable, presenta buena conducta en el anudado.



TIPO DE ABSORCIÓN

No Absorbible

ESTRUCTURA

Monofilamento

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

COLOR

Acero

CALIBRES

12/0 a 10.

INDICACIONES DE USO


Generalmente utilizado en procedimientos quirúrgicos de esternotomías, ortopedia y traumatológico.

PRESENTACIÓN

- En diferentes calibres, con diversos tipos de agujas de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

CORTANTE / REVERSO CORTANTE



AGUJA TAGUM	COLOR	LONGITUD	CALIBRE	
			5	6
HRT50P ½ circ. 50 mm 	Acero	4 x 45 cm	AI1834.30*	AI1934.30*
HRS60 ½ circ. 30 mm 	Acero	2 x 75 cm	AI18c5.H1*	
HS 50 ½ circ. 50 mm 	Acero	4 x 45 cm		AI1991.30*

LINO QUIRÚRGICO



Suturas y especialidades quirúrgicas

LINO QUIRÚRGICO

La materia prima para el lino es la fibra liberiana de la planta linácea (lino). Por el origen de la materia prima, la superficie del lino es ligeramente desigual, garantizando una alta resistencia en el anudado.



TIPO DE ABSORCIÓN

No Absorbible

ESTRUCTURA

Retorcida

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

COLOR

Blanco a crema

CALIBRES

12/0 a 10

INDICACIONES DE USO

Sirve para unir o ligar tejidos, en todo procedimiento quirúrgico que se requieran suturas no absorbibles.

PRESENTACIÓN

- Combinaciones de hilos con y sin aguja.
- Multiempaque en longitudes y número de hebras predeterminadas.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

REDONDA / AHUSADA



AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE			
			3 - 0	2 - 0	0	1
HR 30 ½ circ. 30 mm 	Lino Retorcido	10 x 75 cm			L1316.K*	
HR 40 ½ circ. 40 mm 	Lino Retorcido	10 x 75 cm				L1418.K*

CORTANTE / REVERSO CORTANTE



AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE			
			3 - 0	2 - 0	0	1
HR 25 ½ circ. 25 mm 	Lino Retorcido	10 x 75 cm	L1015.21*	L1115.21*		

SUTURAS SIN AGUJAS

COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE					
		4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2
Lino Retorcido	10 x 75 cm	L09701'21*	L10701'21*	L11701'21*	L13701'21*	L14701'21*	
Lino Retorcido	8 x 70 cm						L1501'18*

HILO DE MARCAPASO



Suturas y especialidades quirúrgicas

HILO DE MARCAPASO

El hilo de marcapaso está compuesto de filamentos de acero quirúrgico recubiertos de polímero de color azul o anaranjado. Esta sutura tiene ensamblada en sus extremidades una aguja curva y una recta. La aguja recta se marca con una muestra para facilitar su corte. No hay hilo expuesto en el área de ensamble de la aguja recta. El extremo de la sutura sin aislamiento lleva ensamblada una aguja curva.



TIPO DE ABSORCIÓN

No Absorbible

ESTRUCTURA

Multifilamento torcido

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

COLOR

Recubierto de polímero color azul o anaranjado

CALIBRES

2/0

INDICACIONES DE USO

El hilo de marcapaso está indicado para uso temporal en marcapaso cardiaco de monitoreo.

PRESENTACIÓN

■ Disponible en cajas de 10 unidades.

HILO DE MARCAPASO

REDONDA - CORTANTE



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE
<p>HR 25 ½ circ. 25 mm</p>  <p>GS60 recta 60 mm</p> 	Anaranjado	60 cm	2 - 0 KN1199ZI*

ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS



TAGUM

Suturas y especialidades quirúrgicas

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR



Suturas y especialidades quirúrgicas

ACERO INOXIDABLE

REDONDA / AHUSADA

AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE							
			0	1	2	3	4	5	6	
HR 35 (4 Ag) ½ circ. 35 mm 	Acero Monofilamento	4 x 45 cm	AI1317.30*	AI1417.30*		AI1617.30*				
HR 40 (4 Ag) ½ circ. 40 mm 	Acero Monofilamento	4 x 45 cm			AI1518.30*	AI1618.30*				
HRT 50P (4 Ag) ½ circ. 50 mm 	Acero Monofilamento	4 x 45 cm			AI1534.30*	AI1634.30*	AI1734.30*	AI834.30*	AI1934.30*	

REVERSO CORTANTE

AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE					
			2	3	4	5	6	
HS 50 (4 Ag) ½ circ. 50 mm 	Acero Monofilamento	4 x 45 cm						AI1991.30*

POLIDIOXANONA

REDONDA

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE							
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
HR 15 (2 Ag) 1/2 circ. 15 mm 	Violeta	70 cm	PD0612ZJ*	PD0712ZJ*	PD0812ZJ*	PD0912ZJ*				

CORTANTE

AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE							
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
DRS 10 (2 Ag) 1/2 circ. redonda micro punta 10 mm 	Violeta Trenzada	60 cm		PD0737ZI*						
DRS 13 (2 Ag) 1/2 circ. redonda micro punta 13 mm 	Violeta Trenzada	60 cm			PD0882ZI*					

POLIÉSTER

REDONDA



AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE			
			3 - 0	2 - 0	0	1
HR 20 (2 Ag) 1/2 circ. 20 mm 	Verde Trenzada	75 cm	PE1014ZK*	PE1114ZK*		
		90 cm		PE1114ZL*		
	Blanco Trenzada	75 cm		PB1114ZK*		
HR 25 (2 Ag) 1/2 circ. 25 mm 	Verde Trenzada	75 cm	PE1015ZK*	PE1115ZK*		
		90 cm	PE1015ZL*	PT1115ZL*		
HR 30 (2 Ag) 1/2 circ. 30 mm 	Verde Trenzada	75 cm		PE1116ZK*		

POLIÉSTER CON ALMOHADILLA

REDONDA



AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE			
			3 - 0	2 - 0	0	1
HR 15 (2 Ag) 1/2 circ. 15 mm 	Verde Trenzada	75 cm	PT1012ZK*	PT1112ZK*		
HR 20 (2 Ag) 1/2 circ. 20 mm 	Verde Trenzada	75 cm	PT1014ZK*	PT1114ZK*		
		90 cm		PT1114ZL*		
HR 25 (2 Ag) 1/2 circ. 25 mm 	Verde Trenzada	75 cm		PT1115ZK*		
		90 cm		PT1115ZL*		
	Blanco Trenzada	75 cm		PA1115ZK*		
HR 30 (2 Ag) 1/2 circ. 30 mm 	Verde Trenzada	75 cm		PT1116ZK*		

POLIPROPILENO

REDONDA / AHUSADA



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE												
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1				
DRS 6,5 (2 Agujas) 3/8 circ. 6,5 mm	Azul	60 cm	PP0583ZI*												
DRS 9,3 (2 Agujas) 3/8 circ. 9,3 mm	Azul	60 cm		PP0685ZI*	PP0785ZI*	PP0885ZI*									
DRS 10 3/8 circ. 10 mm	Azul	75 cm		PP0637ZK*											
DRS 13 (2 Agujas) 3/8 circ. 13 mm	Azul	75 cm			PP0782ZK*						PP1115ZK*				
		90 cm				PP0882ZL*		PP1015ZL*							
HR 10 (2 Agujas) 3/8 circ. 10 mm	Azul	75 cm					PP0811ZK*								
HR 15 (2 Agujas) 1/2 circ. 15 mm	Azul	75 cm					PP0812ZK*	PP0912ZK*	PP1012ZK*						
HR 17 (2 Agujas) 1/2 circ. 17 mm	Azul	75 cm					PP0813ZK*								
HR 20 (2 Agujas) 1/2 circ. 20 mm	Azul	75 cm						PP0914ZK*	PP1014ZK*						
HR 25 1/2 circ. 25 mm	Azul	75 cm								PP1015.K*	PP1115.K*	PP1315.K*			
HR 25 (2 Agujas) 1/2 circ. 25 mm	Azul	75 cm						PP0915ZK*			PP1115ZK*				
		90 cm								PP1015ZL*					
HR 35 1/2 circ. 35 mm	Azul	75 cm						PP0915ZL*			PP1117.K*	PP1317.K*	PP1417.K*		
HR 35 (2 Agujas) 1/2 circ. 35 mm	Azul	90 cm								PP1017ZL*					
HR 40 1/2 circ. 40 mm	Azul	75 cm											PP1318.K*	PP1418.K*	
HR 65 1/2 circ. 65 mm	Azul	150 cm													PP1489T*

HILO DE MARCAPASO

REDONDA



CORTANTE



AGUJA	MATERIAL	LONGITUD	CALIBRE						
			5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
HR 25 ½ circ. 25 mm 	Electrodo	60 cm				KN1199ZI*			
GS 60 Recta cortante 60 mm									

POLIÉSTER MULTIEMPAQUE

REDONDA



AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE				
			4-0	3-0	2-0	0	1
HR 17 1/2 circ. 17 mm  	Verde y Blanco Trenzada	4 x 75 cm 4 x 75 cm			PM1113Z29*		
HR 20 1/2 circ. 20 mm  	Verde y Blanco Trenzada	8 x 75 cm 7 x 75 cm			PM1114ZV7* (*)		
HR 25 1/2 circ. 25 mm  	Verde y Blanco Trenzada	5 x 90 cm 5 x 90 cm			PM1115ZY9* (*)		

(*) Pledget de 6mm x 3 mm

(**) Pledget de 3mm x 3 mm

CIRUGÍA PLÁSTICA



Suturas y especialidades quirúrgicas

GLICOSORB® / ÁCIDO POLIGLICÓLICO

CORTANTE ▼


AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE								
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
DS 10 3/8 circ. 10 mm 	Violeta Trenzada	70 cm		GS0821J*							
		45 cm	GS0721G*								
	Incoloro Trenzada	70 cm	GN0721J*	GN0821J*							
DS 13 3/8 circ. 13 mm 	Incoloro Trenzada	70 cm				GN1022J*					
DS 15 3/8 circ. 15 mm 	Violeta Trenzada	70 cm	GS0723J*								
	Incoloro Trenzada		GN0723J*	GN0823J*	GN0923J*	GN1023J*					
DS 20 3/8 circ. 20 mm 	Violeta Trenzada	70 cm	GN0724J*								
	Incoloro Trenzada			GN0824J*	GN0924J*	GN1024J*					
DS 25 3/8 circ. 25 mm 	Incoloro Trenzada	45 cm			GN0925.G*	GN1025.G*					
		70 cm				GN1025J*					
HS 15 1/2 circ. 15 mm 	Incoloro Trenzada	45 cm		GN0805.G*							

CORTANTE-P ▼

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE								
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
DSP 15 3/8 circ. 15 mm 	Violeta	70 cm		GS0848.K*	GS0948.K*						
DSP 20 3/8 circ. 20 mm 	Violeta	70 cm		GS0849.K*	GS0949.K*	GS1049.K*					
DSP 25 3/8 circ. 28 mm 	Violeta	70 cm			GS0950.K*	GS1050.K*					

NYLON NEGRO/AZUL MONOFILAMENTO

CORTANTE

AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE				
			6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0
DS 10 3/8 circ. 10 mm 	Azul Monofilamento	45 cm	NA0721.G*				
		75 cm			NA0921.K*		
DSP 10 3/8 circ. 10 mm 	Negro Monofilamento	45 cm	NN0747.G*				
		75 cm		NN0847.K*			
DS 13 3/8 circ. 13 mm 	Azul Monofilamento	45 cm	NA0722.G*	NA0822.G*			
		75 cm			NA0922.K*		
DS 15 3/8 circ. 15 mm 	Azul Monofilamento	45 cm	NA0723.G*	NA0823.G*			
		75 cm			NA0823.K*		
DSP 15 3/8 circ. 15 mm 	Azul Monofilamento	45 cm		NA0848.G*			
		75 cm			NA0948.K*		
DSP 15 3/8 circ. 15 mm 	Negro Monofilamento	45 cm	NN0748.G*	NN0848.G*			
		75 cm		NN0848.K*	NN0948.K*	NN1048.K*	
DSP 20 3/8 circ. 20 mm 	Azul Monofilamento	75 cm			NA0949.K*		
		Negro Monofilamento	45 cm	NN0748.G*	NA0849.G*		
DSP 25 3/8 circ. 25 mm 	Azul Monofilamento		45 cm			NA0950.G*	
		75 cm				NA1050.K*	
HS 15 1/2 circ. 15 mm 	Azul Monofilamento	45 cm					
		75 cm	NA0705.K*	NA0805.K*			
DS20 3/8 circ. 20 mm 	Negro Monofilamento	45 cm		NN0824.G*	NN0924.G*		
Ds25 3/8 circ. 25 mm 	Negro Monofilamento	45 cm			NN0925.G*		

CATGUT CRÓMICO

CORTANTE ▼

AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE								
			5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2		
DS 15 3/8 circ. 15 mm		Catgut Crómico	70 cm	C0823.J*							
DS 20 3/8 circ. 20 mm		Catgut Crómico	70 cm	C0824.J*	C0924.J*						

POLIDIOXANONA

CORTANTE / REVERSO CORTANTE ▼

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE								
			7 - 0	6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0		
DS 15 3/8 circ. 15 mm		Violeta	70 cm			PD0823.J*					
DS 20 3/8 circ. 20 mm		Violeta	70 cm				PD0924.J*				

MONOSORB POLIGLECAPRONE

CORTANTE ▼

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE		
			5 - 0	4 - 0	3 - 0
DS 20 3/8 circ. 20 mm	Incoloro	45 cm	PI0824.G*	PI0924.G*	
	Incoloro	70 cm			PI1024.J*

POLIPROPILENO

CORTANTE



AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE		
			6 - 0	5 - 0	4 - 0
DS 10 3/8 circ. 10 mm	Azul Monofilamento	75 cm	PP0721.K*		
DS 13 3/8 circ. 13 mm	Azul Monofilamento	45 cm	PP0722.G*	PP0822.G*	
DS 15 3/8 circ. 15 mm	Azul Monofilamento	75 cm	PP0723.K*		PP0923.K*
DS 20 3/8 circ. 20 mm	Azul Monofilamento	45 cm		PP0824.G*	PP0924.G*
		75 cm		PP0824.K*	PP0924.K*
DS 25 3/8 circ. 25 mm	Azul Monofilamento	75 cm			PP0925.K*

CORTANTE-P



AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE			
			6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0
DSP 10 3/8 circ. 10 mm	Azul Monofilamento	45 cm	PP0747.G*			
DSP 15 3/8 circ. 15 mm	Azul Monofilamento	75 cm		PP0848.K*	PP0948.K*	PP1048.K*
DSP 20 3/8 circ. 20 mm	Azul Monofilamento	45 cm		PP0849.G*	PP0949.G*	
		75 cm			PP0949.K*	PP1049.K*
DSP 25 3/8 circ. 25 mm	Azul Monofilamento	75 cm				PP1050.K*

OFTALMOLOGÍA



Suturas y especialidades quirúrgicas

GLICOSORB / ÁCIDO POLIGLICÓLICO

ESPATULADA



AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE					
			10 - 0	8 - 0	7 - 0	6 - 0	5 - 0	
VLZ 8 (2 Ag) 1/4 circ. 8 mm		Violeta Trenzada	45 cm				GS0764ZG*	GS0864ZG*
DLZ 6,2 (2 Ag) 3/8 circ. 6,2 mm		Violeta Trenzada	45 cm		GS0554ZG*			
DLZ 6,4 (2 Ag) 3/8 circ. 6,4 mm		Violeta Trenzada	20 cm	GS05B4ZG*				
			45 cm		GS05B4ZG*	GS05B4ZG*		
DLZ 7 (2 Ag) 3/8 circ. 7 mm		Violeta Trenzada	45 cm			GS0663ZG*		

NYLON NEGRO/AZUL MONOFILAMENTO

ESPATULADA



AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE			
			10 - 0	9 - 0	8 - 0	5 - 0
DLZ 6,2 (2 Ag) 3/8 circ. 6,2 mm	Negro Monofilamento	30 cm	NN0354ZF*	NN0454ZF*	NN0554ZF*	
		40 cm	NN0354Z34*	NN0454Z34*	NN0554Z34*	
VLZ 6 (2 Ag) 3/8 circ. 6 mm	Negro Monofilamento	30 cm	NN036VZF*	NN0436VZF*		
		40 cm		NN046VZF34*		
VLZ 8 (2 A) 1/4 circ. 8 mm	Negro Monofilamento	30 cm				NN0864ZF*

REDONDA



AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE		
			10 - 0	9 - 0	8 - 0
DRS 5 (2 Ag) 3/8 circ. 5 mm	Negro Monofilamento	30 cm	NN0357ZF*	NN0457ZF*	

POLIÉSTER

ESPATULADA



AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE
			5 - 0
VLZ 8 (2 A) 1/4 circ. 8 mm	Verde Trenzada	45 cm	PE0864ZG*

SEDA TRENZADA NEGRA

ESPATULADA



AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE	
			7 - 0	6 - 0
VLZ 8 (2 Ag) 1/4 circ. 8 mm	Azul Trenzada	45 cm		SN0764ZG*
DLZ 7 (2 Ag) 3/8 circ. 7 mm	Negro Trenzada	45 cm	SN0663ZG*	

SEDA VIRGEN AZUL/NEGRA

ESPATULADA



AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE		
			8 - 0	7 - 0	6 - 0
DLZ 6.2 (2 A) 3/8 circ. 6,2 mm	Azul Torcido	45 cm	VA0554ZG*		
	Negro		VN0554ZG*		
DLZ 7 (2 A) 3/8 circ. 7 mm	Negro	45 cm		VN0663ZG*	
VLZ 8 (2 A) 1/4 circ. 8 mm	Negro	45 cm			VN0764ZG*

POLIPROPILENO

ESPATULADA



AGUJA	COLOR ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE	
			10 - 0	8 - 0
VLZ 16 (2A) 1/4 circ. 16 mm	 Azul Monofilamento	30 cm	PP0388ZF*	
GLZ 16 (2A) RECTA 16 mm	 Azul Monofilamento	20 cm	PP0393ZD*	
DLZ 6,2 (2A) 3/8 circ. 6,2 mm	 Azul Monofilamento	30 cm	PP0354ZF*	PP0554ZF*

MICROCIRUGÍA



Suturas y especialidades quirúrgicas

NYLON NEGRO/AZUL MONOFILAMENTO

REDONDA



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE		
			10 - 0	9 - 0	8 - 0
DRS 4 3/8 circ. 4 mm	Negro	15 cm	NN0356.C*		
DRS 4 (2 Ag) 1/4 circ. 4 mm	Negro	30 cm	NN0356ZF*	NN0456ZF*	
DRS 5 3/8 circ. 5 mm	Negro	15 cm	NN0357.C*	NN0457.C*	NN0557.C*
DRS 5 (2 Ag) 3/8 circ. 5 mm	Negro	30 cm	NN0357ZF*		
DRS 5.5 3/8 circ. 5.5 mm	Negro	30 cm	NN03M3.F*		
DRS 5.5 3/8 circ. (2 Ag) 5.5 mm	Negro	15 cm	NN08-C*	NN04M3-C*	NN05M3.C*
DRS 6,5 3/8 circ. 6,5 mm	Negro	15 cm			NN0583.C*
DRS 7 3/8 circ. 7 mm	Negro	15 cm			NN0555.C*
DRS 8 3/8 circ. 8 mm	Negro	15 cm			NN0584.C*

TRAUMATOLOGÍA



Suturas y especialidades quirúrgicas

POLIÉSTER TRENZADO

REDONDA



AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE				
			4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1
HR 25 1/2 circ. 25 mm 	Verde	75 cms.				PE1315.K*	
HR 30 1/2 circ. 30 mm 	Verde	75 cms.				PE1316.K*	PE1416.K*
HR 35 1/2 circ. 35 mm 	Verde	75 cms.			PE1117.K*	PE1317.K*	
HR 40 1/2 circ. 40 mm 	Verde	75 cms.					PE1418.K*



TAGUM

PRECAUCIONES:

En el manejo de materiales de suturas, se deberá tener cuidado para evitar daños provenientes de la manipulación. Evitar daños por compresión o torcido, debido a la utilización de instrumentos quirúrgicos tales como pinzas o porta agujas. La seguridad del nudo requiere del empleo de técnicas quirúrgicas aceptadas.

ADVERTENCIAS:

- Dispositivo de uso único. NO RE-ESTERILIZAR.
- Descartar las hebras restantes.
- No frotar la hebra con el guante quirúrgico, ni con gasa.
- Los usuarios deberán estar familiarizados con procedimientos y técnicas quirúrgicas que involucren el uso de suturas quirúrgicas absorbibles y no absorbibles.
- No usar la sutura si el envase inmediato está abierto o dañado.
- Desechar las suturas abiertas no utilizadas.
- Los usuarios han de tener cuidado cuando manejan agujas quirúrgicas para evitar perforaciones inadvertidas. Desechar las agujas en recipientes apropiados.
- Para el descarte de suturas usadas, adoptar medidas de descarte considerando riesgo de contaminación biológica y material punzante.

CONSERVACIÓN:

En envases bien sellados para mantener la esterilidad.

ALMACENAMIENTO:

Transportar y almacenar a temperaturas de 25° C como máximo y un máximo de 60% de humedad, proteger de la luz solar y de fuentes de calor.

Calidad peruana de presencia **mundial y experiencia** ratificada en importantes mercados **internacionales:**

Estados Unidos

Argentina

Bolivia

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Venezuela

Uruguay



Av. Maquinarias 2414 Lima 1, Perú
T. (511) 336 8101 F. (511) 336 8391
www.tagumedica.com

División Comercial:
T.(511) 336 7171 F.(511) 3365197
info@tagumedica.com